

Torre Corporal de Terapia Combinada

- * Equipo profesional e institucional
- * Equipo de Ultrasonido de alto rango en las frecuencias de 3,3 MHz y 1,1 MHz y corrientes Aussie, Polarizada y High Volt
- * ERA (Área Efectiva de Radiación) de 8 cm² (totalizando 24 cm²), con 24 Watts de potencia cada cristal, totalizando una potencia máxima de salida de 72 Watts
- * Modos de Operación: Continuo, Pulsado y Superpulsado.
- * Permite las siguientes modalidades terapéuticas: ultrasonido combinado con las corrientes terapéuticas (corriente Aussie, Polarizada y High Volt) y el ultrasonido o corrientes eléctricas aisladas.
- * 8 canales de salida para electroestimulación
- * 2 canales de salida para las corrientes polarizada y High Volt.
- * Permite la elección de protocolos preprogramados
 - * Presenta el diferenciado sistema DUET, en el cual es posible programar dos terapias diferentes actuando simultáneamente en diferentes áreas corporales.
 - * 2 Años de garantía.



INDICACIONES

Celulitis, adiposidad localizada, post operatorio inmediato y tardío, hidrolipoclasia ultrasónica, drenaje linfático ultrasónico, permeabilidad de activos, tratamiento de la flaccidez de la piel, electrolipólisis, analgesia para dolor agudo y crónico, fortalecimiento muscular para pacientes sedentarios y condicionados, iontoforesis dinámica y estática (permeabilidad de activos a través de electrorrepulsión), Corriente de Alto Voltaje para cicatrización de tejidos, drenaje linfático y electroporación