

Neurodyn Evolution

Electroterapia y biofeedback manométrico – perineal

INDICACIONES:

- Recuperación funcional de los músculos de piso pélvico
- Modulación de dolor
- Incontinencia urinaria y fecal
- Disfunción sexual (flacidez vaginal) por post-parto o envejecimiento.

• Visor de cristal y teclado de toque

- Modo no informatizado - Torre de Bargraph
- Modo informatizado - Software

- Posee un sistema de ajuste a nivel de presión interna (sonda de látex vaginal o anal al monitor), esto es útil para la estandarización de niveles de contracción entre diferentes grupos de pacientes.

• APLICACIONES DEL SOFTWARE:

- Crear y ejecutar programas de tratamiento
- Fichas de valoración (posee base de datos y almacena información)
- Almacenamiento de sesiones realizadas y visualizar parámetros utilizados



ACCESORIOS DEL EQUIPO:

- 2 Electrodos
- 1 sonda de látex vaginal
- 1 sonda de látex anal
- 1 sonda de teflón vaginal
- 1 sonda de teflón vaginal pequeña
- 1 jeringa de 60 cm.
- 1 grifo de apertura - cierre de presión
- 1 torre bargraph
- 1 cable de datos
- 2 mangueras de cristal de 1.5 mm
- 1 CD-ROM Software
- 1 Cables de alimentación removible
- 1 Fusible de protección
- 1 manual de instrucciones

