

Neurodyn Aussie Sport

Electroestimulador 4 canales - 8 electrodos corriente Aussie

- La Corriente Aussie es una “nueva generación” de corriente eléctrica con los beneficios fisiológicos de los tradicionales métodos de estímulo que ofrecen la corriente Rusa, Interferencial, TENS y FES pero con una sensación de confort mucho mayor y con un estímulo sensorial o motor alcanzado en corto tiempo con un mínimo de dolor.

CARACTERISTICAS DE LA CORRIENTE:

- Tipo de corriente senoidal con frecuencia portadora de 1.000Hz ó 4.000Hz
- Duración de burst de 4ms ó 2ms,
- Modulada en trenes de pulso (bursts)
- Frecuencia variable de 1 a 120 Hz.
- Ofrece dos formas de estímulo:
 - Estímulo sensorial (máximo confort)
 - Estímulo motor (máxima torsión).

MODOS DE ESTIMULO:

- Modo Continuo
 - Modo Sincronizado
 - Modo Reciproco
-
- Visor de Cristal liquido y teclado de toque

PROTOCOLOS PRE-ESTABLECIDOS:

- Fortalecimiento Muscular en Atletas
- Reeduación Motora
- Fortalecimiento despues de una atrofia por desuso
- Estimulación Eléctrica Funcional después de Accidente Vascular Cerebral ECV
- Reducción de edema y drenaje linfático
- Modulación del dolor por activación del mecanismo ascendente
- Modulación del dolor por activación del mecanismo descendente



ACCESORIOS QUE ACOMPAÑAN EL EQUIPO:

- 2 Cables de Conexion para 4 Salidas
- 8 Electrodo Carbonados de 50 x 50mm
- 8 Electrodo Carbonados de 50 x 30mm
- 1 Cable Conector
- Maletin de Transporte
- Cd Con Manual de Uso
- 1 Fusible de Protección
- 1 Tubo de gel de 100g