

Neurodyn

Electroestimulador portátil

TENS- FES

- 2 canales - 4 Electroodos
- Visor de cristal liquido con teclado de toque
- 9 MODOS DE OPERACIÓN:
 - TENS: modo normal (TENS: convencional).
 - TENS VF
 - TENS VIF
 - TENS Ac (TENS Acupuntura).
 - BURST (TENS modulado en trenes de pulso a 2Hz).
 - FES SYNC (FES sincronizado)
 - FES REC (FES recíproco)
 - FES SYNC VIF (FES sincronizado con VIF)
 - FES REC VIF (FES recíproco con VIF)
- Batería de 9V y Adaptador a Corriente
- Posibilita la escogencia de T (duración do pulso) de 50uS a 500uS y F (frecuencia de repetición dos pulsos) de 0,5Hz a 250Hz
- Timer: 1 - 60 minutos



ACCESORIOS DEL EQUIPO:

- 4 Electroodos de goma de silicona 30 x 50 mm
- 2 cables de colores
- 1 tubo de gel
- 1 manual de instrucciones
- 1 bolsa protectora portátil
- 1 batería de 9volts tipo 6F22
- 1 adaptador AC/DC (eliminador de pilas)- Adaptación automática de 110 - 220V
- 1 manual de instrucciones