

Neurodyn II

Electroestimulador de corrientes TENS y FES

- 4 canales - 8 Electrodos
- Visor de Cristal liquido y teclado de toque
- Permite la elección de T (duración de pulso) 50 us - 500 us y R (frecuencia de Repetición) 0.5Hz - 250Hz
- 7 variaciones de Corriente:
 - TENS convencional - acupuntura - breve e intensa
 - TENS con VIF
 - TENSB - Burst (trenes de pulso de 2Hz)
 - FESS
 - FESR
 - FESS con VIF
 - FESR con VIF
- 25 PROTOCOLOS PRE-ESTABLECIDOS:
 - Puntos gatillo
 - Dolor agudo - crónico
 - Recuperación funcional en pos-operatorio
 - Aumento de FM en atletas inicial - intermedio - avanzado
 - Aumento de FM post lesión de LCA fase 1-2-3
 - Aumento de FM en pacientes con pos operatorio de reemplazo de rodilla fase 1-2-3
 - Aumento FM post lesiones nerviosas periféricas 1-2-3
 - Subluxación de hombro 1-2-3
 - Control de la espasticidad 1-2-3
 - Aumento de la resistencia muscular localizada 1-2-3
- Función MS-PROG: MS es un interruptor manual de programa. (permite la estimulación de acuerdo a concepto del ft.)(rampas rise - decay - on - off).
- Selección automática de voltaje 110-220V



ACCESORIOS DEL EQUIPO:

- 8 Electrodos de goma siliconada 50 x 50
- 8 Electrodos de 30 x 50
- 4 Cables de colores
- 1 Cable de alimentación removible
- 1 Fusible de protección
- 1 Manual de instrucciones y bolsa de transporte