

Sonopulse II

Electroestimulador de corriente Rusa, Interferencial, Alto Voltaje y Polarizada asociado a un generador de ultrasonido de 1,0 MHz y 3,0 Hz.

Equipo de TERAPIA COMBINADA, que aplica simultáneamente dos estímulos, combinando los efectos analgésicos de las corrientes de baja y mediana frecuencia con los efectos térmicos y mecánicos del ultrasonido.

- 4 Canales - 8 Electroodos
- 58 protocolos preestablecidos - 10 opciones de almacenamiento de protocolos
- 6 tipos de pulsado
- ERA (área efectiva de radiación): 10 cm²
- Potencia efectiva de salida: 20W
- Intensidad efectiva máxima: 2W/cm²
- Modo de emisión: PULSADO o CONTINUO
- Visor de cristal liquido y teclado de toque



INDICACIONES

ESTÉTICAS:

- Fortalecimiento muscular
- Celulitis
- Fonoforesis
- Postquirúrgicos
- Disminución de grasa localizada
- Drenaje linfático

TERAPEUTICAS:

- Inflamación
- Dolor
- Regeneración de tejido
- Atrofia muscular
- Edema
- Resistencia muscular



58 PROTOCOLOS PRE-ESTABLECIDOS

ESTÉTICOS:

- *Edema post quirúrgico fase aguda.*
- *Modulación de dolor*
- *Control de edema agudo y modulador de dolor después de lesión aguda*
- *Modulación de dolor y regeneración de tejido después de la lesión aguda.*
- *Tratamiento de dolor miofacial*
- *Flacidez 1, 2 y 3 fibras IIa Y IIb*
- *Aumento de Fuerza Muscular en atletas y sedentarios 1, 2 y 3*
- *Drenaje de edema residual y mejora de la circulación linfática*
- *Reeducación funcional músculos predeterminados tipo 1*
- *Modulación de dolor por teoría de compuerta*
- *Modulación de dolor por liberación de endorfinas*
- *Celulitis 1, 2 y 3*
- *Grasa localizada*
- *Post operatorio inmediato y tardío*
- *Sonoforesis*
- *Sonoforesis dimensional*
- *10 opciones de almacenamiento de protocolos*

TERAPEUTICOS:

- *Edema post-traumático o post quirúrgico fase aguda y residual.*
- *Lesiones cutáneas arterio-venosas infectadas y no infectadas*
- *Lesiones cutáneas de origen vascular arterial o venosa*
- *Lesiones cutáneas de origen traumática (por escoriación)*
- *Lesiones cutáneas traumáticas*
- *Modulación de dolor por teoría de la compuerta*
- *Control de edema agudo y modulador de dolor después de lesión aguda*
- *Modulación de dolor y regeneración de tejido después de la lesión aguda.*
- *Control de dolor residual y regeneración de tejido*
- *Tratamiento de dolor miofacial*
- *Corriente rusa original para flacidez 1, 2 y 3 fibras IIa y fibras IIb*
- *Aumento de Fuerza Muscular en atletas y sedentarios 1, 2 y 3*
- *Aumento de fuerza muscular post-lesión de LCA 1, 2 y 3*
- *Aumento de fuerza muscular post cirugía de rodilla 1, 2 y 3*
- *Aumento de fuerza muscular en LNP 1, 2 y 3*
- *Estimulación funcional post ECV 1, 2 y 3*
- *Reeducación de espasticidad post lesión SNC 1, 2 y 3*
- *Aumento resistencia muscular localizada 1, 2 y 3*
- *Aumento de amplitud de movimiento*
- *Drenaje de edema residual y mejora de la circulación linfática*
- *Reeducación funcional músculos predeterminados tipo 1*
- *Reeducación funcional músculos mixtos IIa*
- *Aumento del flujo sanguíneo cutáneo*
- *Modulación de dolor por teoría de compuerta y por liberación de endorfinas*
- *10 opciones de almacenamiento de protocolos*