

Laserpulse

Láser terapéutico y dermatológico de 660 nm, 830 nm y 904 nm

- Laserterapia y laseracupuntura
- Circuito toposcópico: localización puntos de acupuntura
- Modos de emisión: Continuo y pulsado
- Cálculo automático del tiempo de exposición a radiación



• Bolígrafo Láser 660 nm (AlGaInP) - INDICACIONES:

Estética: Acné, limpieza de piel, cicatrices recientes, dermatitis, úlceras de decúbito, heridas quirúrgicas, eccema, herpes, rosácea, estrías en fase aguda, posquirúrgico inmediato y tardío de cirugías plásticas y tratamientos capilares como alopecias.



• Bolígrafo Láser 830 nm (AsGaAl) - INDICACIONES:

Rehabilitación: Analgesia, cuadros inflamatorios agudos, aumento circulatorio y regeneración de tejido.



• Bolígrafo Láser 904 nm (AsGa) - INDICACIONES:

Rehabilitación: Analgesia, cuadros inflamatorios agudos, aumento circulatorio y regeneración de tejido.

