

NEURODYN AUSSIE SPORT

La Corriente Aussie es una “nueva generación” de corriente eléctrica con los beneficios fisiológicos de los tradicionales métodos de estímulo que ofrecen la corriente Rusa, Interferencial, TENS y FES pero con una una sensación de confort mucho mayor y con un estímulo sensorial o motor alcanzado en corto tiempo con un mínimo de dolor.

INDICACIONES CORRIENTE AUSSIE

- Fortalecimiento, hipertrofia y tonificación muscular.
- Mejora temporal en el aspecto de la celulitis.
- Mejora en el drenaje linfático.
- Modelado corporal.
- Alivio sintomático del dolor en el post operatorio de cirugía plástica.
- Aumento de la circulación sanguínea local.
- Mejora del tono de la piel
- Tratamiento de estrías
- Relajamiento muscular Reeducación motora

CONTRAINDICACIONES



- Dispositivo electrónico implantado (ej.: marcapasos cardíaco, dispositivo de estimulación cerebral profunda etc.);
- Sobre los nervios del seno carotideo, particularmente en pacientes con sensibilidad alterada al reflejo del seno carotideo
- Sobre el área cardíaca, pues puede provocar arritmias cardíacas;
- Sobre la bóveda craneana
- Sobre o cerca de lesiones cancerígenas
- Sobre las áreas infectadas, inflamadas o sobre erupciones de la piel, tales como flebitis y tromboflebitis.
- Sobre varices gruesas, por el riesgo de desplazamiento de trombos.
- En pacientes con trombosis venosa profunda aguda (TVP).

PROTOCOLOS PREPROGRAMADOS

1. Fortalecimiento Muscular en Atletas
2. Fortalecimiento en Atrofia por Desuso
3. Reducción de Edema
4. Dolor Agudo (Teoría de las Compuertas)
5. Postoperatorio

PROTOCOLOS PROGRAMABLES

1. Electroplisis
2. Drenaje linfático secuencial.



ACCESORIOS DEL EQUIPO:

- 1 fusible 20 AG de 5A
- 1 empaque de fusible de protección
- 1 cable eléctrico
- 1 manual de funcionamiento digital
- 1 bolso para transporte
- 1 tubo con gel 100g
- 8 electrodos conductivos de caucho de 5cm x 5cm
- 1 cable de electroestimulación 2 vías – negro/naranja
- 1 cable de electroestimulación 2 vías – azul/verde

GARANTIA: 2 AÑOS